

Limpeza conservação e manutenção

Higienize as mãos e realize a limpeza antes do uso, após cada atendimento e sempre que houver sujidade. As instruções específicas do Eyer2 diferenciam a lente das superfícies externas e do apoio ocular. Utilize materiais compatíveis com o fabricante e com a rotina institucional.

Superfícies externas e EyeCap

- Retire o dispositivo da base de acessórios antes de realizar a limpeza.
- Utilize pano umedecido com álcool etílico 70% no aparelho e no EyeCap, conforme o manual do fabricante. Evite excesso de líquido.
- Passe pano seco ou aguarde a evaporação antes de utilizar novamente.
- Não imerja o aparelho nem pulverize produtos diretamente sobre ele. Não permita entrada de líquido em conectores ou aberturas.

Lente óptica

Remova delicadamente a poeira com pano de microfibra seco e apropriado, sem fricção excessiva. O fabricante também admite microfibra levemente umedecida com acetona; essa alternativa exige observância estrita das instruções da lente e da rotina institucional. Diante de sujidade persistente ou dúvida, consulte o suporte antes de aplicar produtos. Não aplicar automaticamente na lente o álcool utilizado nas superfícies externas.

Armazenamento e transporte

Guarde o equipamento em maleta própria, em local limpo e seco, protegido de calor, poeira, umidade e impactos. Evite variações bruscas de temperatura. Transporte com cuidado e mantenha a identificação patrimonial e da unidade.

Bateria e carregamento

O Eyer2 utiliza a bateria do smartphone integrado. Use base, carregador e cabo especificados pelo fabricante. Não retire a bateria nem abra o dispositivo. Para armazenamento prolongado, siga a orientação específica do fabricante para o conjunto instalado. A recomendação genérica de retirada da bateria não se aplica à rotina do operador desse equipamento.

Inspeção e manutenção

Verifique regularmente integridade do aparelho, lente, EyeCap, conectores e funcionamento. Se houver queda, dano ou falha que comprometa o uso, retire o equipamento de operação e comunique a coordenação para avaliação pela assistência autorizada.

O manual do fabricante prevê inspeção anual e recomenda manutenção preventiva periódica após dois anos da aquisição, com atenção ao smartphone, bateria e carregamento. A coordenação deverá organizar os serviços conforme as instruções e as condições de garantia do equipamento.

Não realize reparos ou desmontagem de componentes internos. Registre a ocorrência, a identificação do equipamento, o encaminhamento à assistência e o retorno ao uso. Remova apenas os acessórios cuja retirada esteja prevista pelo fabricante.

Proteção das informações

Mantenha imagens e laudos nos sistemas autorizados, com acesso restrito aos profissionais envolvidos. Utilize contas individuais para as atividades clínicas e os canais institucionais para suporte. Recursos automatizados de análise, quando disponíveis, devem seguir configuração e validação institucional e não substituem o laudo especializado previsto no fluxo municipal.

Revisão #2

Criado 7 outubro 2026 23:08:58 por Camila Cruz

Atualizado: 8 outubro 2026 03:32:47 por Camila Cruz